

Rutin vid personlig förskrivning av antidecubitusmadrasser

Antidecubitusmadrass kan förskrivas av sjuksköterskor/distriktssköterskor. I de fall patienten har behov av hemsjukvårdssäng ska förskrivning av madrass alltid samordnas med arbetsterapeutens förskrivning av säng.

Denna rutin bygger på processen vid förskrivning:

1. Gradera trycksår/risk för trycksår och bedöm behov av madrass
2. Val av madrass
3. Beställning
4. Utprovning
5. Uppföljning

1. Gradera trycksår/risk för trycksår

Val av madrass utgår från sjuksköterskans/distriktssköterskans gradering av trycksåret alternativt patientens bedömda risk att utveckla trycksår utifrån allmäntillstånd och förväntat vårdbehov.

2. Val av madrass

Typ av madrass	Sår kategori	Namn	Mått	Artikelnummer
Bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass	Tom kategori 2	Madrass Dyna-Form Overlay Superior	90x200x6 cm	63496
		Madrass Dyna-Form Overlay Superior	105x200x6 cm	63497
		Madrass Dyna-Form Overlay Superior	120x200x6 cm	63498
Statisk luftmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass	Tom kategori 3	Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska	90x200x10 cm	65960
		Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska	105x200x10 cm	67264
		Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska	120x200x10 cm	67265
Luftväxlande madrass som placeras direkt på sängbotten	Tom kategori 4	Madrass CuroCell Ci17 PRO inkl överdrag och väska exkl. kontrollenhet (pump)	90x200x17 cm	68526
		Kontrollenhet CuroCell iA Automatic (pump)		68529

Luftväxlande madrass som placeras direkt på sängbotten OBS! Madrass för högre brukarvikt 250 kg	Tom kategori 4	Madrass OptiCell 4 PRO V2-R8 inkl. överdrag och väska exkl. pump	120x200x20 cm	65324
		Pump, OC-30 2.0, till OptiCell 4 PRO V2, 3 PRO V2, 3 NX V2		61578

För mer information och länkar till leverantörer se Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam.

Observera!

Är sängen utrustad med sänggrind är det av högsta vikt att avståndet mellan madrassens överkant och sänggrindens överkant är minst 22 cm.

3. Beställning

Antidecubitusmadrass ska beställas via Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. Madrassen levereras samma dag eller dagen efter beställning (endast vardagar). För leverans samma dag måste Hjälpmedelscentralens kundtjänst kontaktas.

Om madrassen ska levereras hem till patient av Hjälpmedelscentralen ska en aktivitet göras i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. Ska madrassen även monteras i säng ska det tydligt framgå i aktiviteten. Viktigt att det i aktiviteten finns aktuellt telefonnummer till ansvarig sjuksköterska som ansvarar för utprovningen.

För att se beskrivning av hur man gör en beställning och aktivitet, se manual för förskrivare under rubrik Mer.../Mer information i Visma webSesam.

4. Utprovning

Förskrivaren ansvarar för att efter leverans installera madrassen samt informera och instruera patient, anhöriga och/eller personal om madrassens funktioner. Bruksanvisning medföljer madrassen. Mer information finns på leverantörernas hemsidor, dessa är länkade i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam under respektive produkt.

Hjälpmedelscentralen har inte ansvar för att instruera om madrassens funktioner.

5. Uppföljning/utvärdering

Förskrivningen skall följas upp kontinuerligt utifrån patientens behov. Vid förändringar i patientens tillstånd ska en ny bedömning göras enligt ovan. När behov av madrass upphör ska den returneras till Hjälpmedelscentralen tydligt uppmärkt med namn och personnummer samt väl rengjord. I de fall Hjälpmedelscentralen ska hämta ska en aktivitet skrivas.