





VIKTIG INFORMATION <i>från Vårdhygien</i>	
Publicerad	2026-03-23
Aktuell situation	Nedsatt kapacitet hos STE. Verksamheter med större behov måste prioriteras före verksamheter med mindre.
Kan vi ersätta sterilisering med ytdesinfektionsmedel, andra kemiska sammansättningar eller desinfektion i diskdesinfektor?	Nej! Inget av detta ersätter en validerad steriliseringsprocess. Behöver ni använda sterila instrument? 1. I första hand skall ni alltid välja engångsinstrument. 2. Om ni är i behov av ett specifikt sterilinstrument som inte finns som engångs: kontakta STE.
Kan vi använda höggradigt rena instrument till ingrepp istället för sterila?	Det beror på vad instrumentet används till. De här instrumenten skall alltid vara sterila Produkter som penetrerar hud eller slemhinna, som genomströmmas av vätskor till/från områden som normalt är sterila samt implantat De här instrumenten kan vara sterila, men kan också vara höggradigt rena Produkter som kommer i beröring med slemhinna eller skadad hud
Vad menas med höggradigt rent och hur blir instrumenten det?	Instrument och gods som diskas i t.ex. diskdesinfektor blir höggradigt rena. Detta genom värmedesinfektion. Det är skillnad på diskdesinfektor och spoldesinfektor. Instrument skall aldrig köras i spoldesinfektor!

Beställbara engångsprodukter	 <p>Omlägningsset med tråg, torkar, kompresser, peang, omslagsduk 40st/krt STERIL Websesam: 67841</p>  <p>Ronskål njurformad 750ml transparent 48st/krt STERIL Websesam: 67842</p>  <p>Skalpell engångs Retractable suturtagning 25st/fp STERIL Websesam: 65657</p>  <p>Suturkniv rostfritt blad plasthandtag engångs Ersätter 65657 när lagret är slut</p>
Kassation av engångsmaterial	<p>Engångs är engångs! De ska inte diskas i diskdesinfektor eller användas upprepade gånger.</p> <p>Om ett engångsinstrument är synligt smutsigt efter sårvård eller liknande, skall instrumentet kasseras i stickande/skärande alt. som smittförande.</p> <p>Övrigt material sorteras utefter vad instrumentet mest består av, men med fördel i metall (om det består av metall).</p>
Prognos	<p>Problemet förväntas pågå under längre tid. Ovan beskriven hantering gäller tills annat meddelas.</p>