
Mätvärden/Laboratorielista i TakeCare

Innehåll

1. Bakgrund 1
2. Filter 2
Innehåll i filter 2
Samtliga labsvar (Kem+Farm+Imm) 3
3. Sidor och datumintervall 3
4. Funktioner 4
Sök analys 4
Tempkurva 4
Tillväxtkurva 4
5. Information om mätvärde/analys 5
Kommentar 5
Utanför referensvärde 5
Ovidimerat svar 6
Genererat värde 6
6. Visa - meny för personliga inställningar 6
7. Åtgärd - meny för tillfälliga filtreringar 7
Utskrift av värden 7
Visa och skriv ut viss tidsperiod 7


1. Bakgrund

I Mätvärden/Laboratorielistan gäller **Journalfiltret**, det innebär att endast de laboratoriesvar som är tagna inom den egna enheten/spärrgruppen visas. För att svar som är tagna inom hela HSF eller hos andra vårdgivare ska visas, måste journalfiltret längst ner i vänstermenyn öppnas.



Denna rutin beskriver kortfattat några av de viktigaste funktionaliteterna i Mätvärden/Laboratorielistan. För fullständig information vänligen se Funktionsbeskrivningar i TakeCare. Funktionsbeskrivningar nås enklast via TakeCare, klicka på F1 och välj sedan **Mätvärde/Laboratorielista (nya)**.


2. Filter




1. I mappen **Samtliga** visas analyser från samtliga discipliner, innehåller samtliga underliggande filter, inkl. mätvärden. Analyserna sorteras A-Ö
2. **Disciplinfilter** visas när det finns minst en analys i den disciplinen. Styrs av vilken dokumenttyp svaret tillhör. **Observera** att det kan finnas både kemi- och mikrosvar i filtret Multidisciplinärt beroende på om laboratoriet har multidisciplinära svar eller inte.
3. **Mätvärde**. Här visas de mätvärden som verksamheterna själva registrerar, ex. längd, vikt, bltr mm
4. **Systemgemensamma filter** byggs centralt Stockholm/Gotland. Varje verksamhet väljer vilka centrala filter man har behov av. Lokala systemadministratörer (LSA) har behörigheter att se alla filter och vilka analysgrupper de tillhör.
5. **Enhetens egna filter** byggs av LSA i verksamheten. Finns beslut inom HSF att vissa mätvärdesanalyser ska finnas på samtliga enheter/avdelningar. STY 16930 Gemensamma filter mätvärde/laboratorielistan TakeCare

Innehåll i filter


För att se vilka analyser/grupperingar ett filter innehåller, högerklicka på filtret och välj **Grupperingar i detta filter**.






Samtliga labsvar (Kem+Farm+Imm)

Filtret Samtliga är sorterat A-Ö och innehåller både analyssvar och mätvärden. För att underlätta för användaren har HSF Gotland valt att samtliga enheter i TakeCare ska ha det systemgemensamma filtret **Samtliga labsvar (Kem + Farm + Imm+Pat/cyt)**. I detta filter är blodstatus, leverstatus, elstatus etc. grupperat. Observera att det är endast Kem-, farm-, imm och vissa pat/cyt-svar som visas i detta filter.



3. Sidor och datumintervall

Om en patient har många svar skapas flera sidor i Mätvärden/Laboratorielistan. Bläddring mellan sidorna sker med hjälp av **pilarna**. Längst ner på varje sida visas det aktuella **datumintervallet**. Vid byte av sida, ändras datumintervallet. Observera att listan eventuellt inte visas i sin helhet och att det därför finns en **scrollfunktion i sid- och höjdled.**




4. Funktioner

Sök analys

Genom att använda Sök finns det möjlighet att snabbt söka fram en analys.


Observera!

- Om **Visa endast rader med synliga världen är aktiverat i Visa-menyn** *(se 6. Visa – meny för personliga inställningar)* sker sökningen endast bland besvarade analyser som inom aktuell sida/vald tidsperiod.
- Om **Visa endast rader med synliga världen inte är aktiverat i Visa-menyn** sker sökningen på patientens samtliga besvarade analyser. Svaret kan finnas på annan sida/datumsperiod.



Tempkurva

Genom att klicka på Tempkurva visas en grafisk presentation av registrerat blodtryck, temp och puls



Tillväxtkurva

Tillväxtkurva kan öppnas från både Mätvärde/Laboratorielistan Flera olika graftyper finns tillgängliga i Tillväxtkurvan. En förutsättning för att Tillväxtkurvan ska kunna öppnas är att det finns minst ett värde registrerat på antingen termen Längd eller Vikt




5. Information om mätvärde/analys

När ett svar är markerat i Mätvärden/Laboratorielistan visas kompletterande information i rutan **Information om markerat värde** längst ner till vänster.




Vid dubbelklick på värdet öppnas svaret upp. Här finns möjlighet att växla till beställningen som hör ihop med svaret genom att klicka på fliken **Multidisciplinär beställning**.




Kommentar

Om det visas ett **staket #** efter värdet innebär det att svaret innehåller en kommentar. Kommentar och för markerat värde visas även i rutan **Information om markerat värde.**




Utanför referensvärde

Om det finns en **asterisk *** efter värdet innebär det att värdet är utanför referensområdet för analysen. Om inställningen Markera värden utanför referensområde är aktiverat visas värdet med röd färg (*se stycke 6. Visa – meny för personliga inställningar*). Referensområdet för markerat värde visas även i rutan **Information om markerat värde.**




Ovidimerat svar

Om värdet är **gulmakerat** enligt bilderna ovan, innebär det att svaret är ovidimerat. För att vidimera svaret, dubbelklicka på värdet i en gul cell så att svaret öppnas, välj **Vidimera**.




Genererat värde


Ett genererat värde innebär att värdet har räknats ut med hjälp av andra mätvärden. Cellen är då grönmarkerad



6. Visa - meny för personliga inställningar


Genom att klicka på **Visa** öppnas meny för personliga inställningar gällande vad som ska visas i Mätvärde/laboratorielistan.




Visa filter	Vänsterfliken med översikter, filter m.m. kan visas eller döljas via denna knapp. 
Visa flera sidor	**När funktionen är aktiverad** Antal kolumner som är möjligt prestandamässigt **När funktionen är inaktiverad** Antal kolumner anpassat efter vad som får plats på skärmen **I båda fall kan det finnas flera sidor med värden**
Markera värden utanför referensvärden	Markerar värden utanför referensområde med röd text. Användarens senaste inställning kvarstår. 81*
Visa endast rader med synliga värden	**Om markerat/aktivt:** Visas endast de analyser som har ett registrerat värde/svar på den sida (tidsperiod) som visas. **Om inte markerat/inaktiv:** Visas patientens samtliga besvarade/beställda analyser (oavsett om det finns ett värde/svar på den sidan användaren befinner sig)

7. Åtgärd - meny för tillfälliga filtreringar

Via menyvalet Åtgärd finns möjlighet att göra tillfälliga filtreringar i Mätvärden/Laboratorielistan. Klicka på **klicka i de analyser som ska filtreras** och klicka sedan på **Åtgärd. I** åtgärdslistan går det även att välja **Markera allt** om samtliga analyser som visas ska filtreras**.** Först då blir val i menyn svartmarkerade och möjliga att välja.






Utskrift av värden


Vid utskrift finns två val


- **Skriv ut de senaste kolumnerna**
- **Skriv ut samtliga kolumner**




Visa och skriv ut viss tidsperiod

För att filtrera en viss tidsperiod välj **Visa endast valda analyser + datum/tid.** Fyll i önskad datum period och **Visa.**






För att skriva ut filtreringen klicka på Skrivarsymbolen.



När en tillfällig filtrering är utförd visas en gul informationsrad. Vid klick på **Ta bort filter** återställs filtreringen och filtret Samtliga visas igen.



	15-02-19 17:57	17-05-10 10:59	17-05-22 14:00	17-08-20 16:42	17-09-14 15:00	17-09-14 16:00	18-08-24 11:12	19-10-22 09:13	09:
Aktivitetsminuter per vecka									
Andningsfrekvens		30	48					35	30
Blodtryck systoliskt - övre	125			150	150	110	120	90	90
Blodtryck diastoliskt - nedre	65			90	90	70	65	60	60